

أهداف النشاط:

- التعرف على أجهزة المخبر و تسميتها.
- تجسيد بروتوكول تجريبي و استعمال الأجهزة المذكورة فيه.
- احترام قواعد الأمن و السلامة عند استعمال الأجهزة المخبرية و المواد الكيميائية .
- تحضير محلول كيميائي مائي بتركيز محدد.

I- تذكير:

I-1/ المحلول المائي:

1- أ/ تعريف المحلول: المحلول هو خليط متجانس يتكون على الأقل من نوعين كيميائيين هما المذيب و المذاب.

1- ب/ المذيب: هو النوع الكيميائي السائل الموجود بكمية أكبر في المحلول.

1- ج/ المذاب: هو النوع الكيميائي الموجود بكمية أقل في المحلول.

ملاحظة: عندما يكون المذيب هو الماء نقول أن المحلول هو محلول مائي.

I-2/ التراكيز المولية:

2- أ/ التركيز المولي: هو عدد مولات المذاب في لتر من المحلول.

$$C = \frac{n}{V}$$

2 - ب/ التركيز الكتلي: هو كمية (كتلة) المذاب بالغرام في لتر من المحلول.

$$t = \frac{m}{V}$$

II- الطريقة العملية:

1- تحضير محلول كبريتات النحاس: نريد تحضير 100ml من محلول لكبريتات النحاس المائية ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)

تركيزه $C_1 = 1mol / L$.


1- أ/ البروتوكول التجريبي: - نقوم بحساب كمية كبريتات النحاس المائية اللازمة لتحضير المحلول.

$$M = 63,5 + 32 + 4 \times 16 + 5 \times 18 = 249,5g / mol$$

$$m = M \times n = 249,5g / mol \times 0,1mol = 24,95g$$

- باستعمال ميزان تحليلي نقوم بوزن الكمية اللازمة من كبريتات النحاس المائية.

- ندخل هذه الكمية الموزونة في حوجلة عيارية سعتها $100ml$ ثم نضيف كمية من الماء المقطر ، و نقوم برج الحوجلة حتى تذوب كبريتات النحاس كلية و نحصل على محلول متجانس. بعد ذلك نضيف الماء المقطر حتى الوصول إلى الخط العياري.



- في النهاية نسد الحوجلة و نلصق عليها بطاقة تحمل اسم المذاب و تركيز المحلول.

2- تحضير محلول للكحول الايثيلي: نريد تحضير $100ml$ من محلول للكحول الايثيلي تركيزه المولي $C_2 = 2mol / L$


2- أ / البروتوكول التجريبي: - نقوم بحساب حجم الكحول الايثيلي اللازم لتحضير المحلول

$$M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 1 \times 16 = 46g / mol$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\rho \times V}{M} \Rightarrow V = \frac{n \times M}{\rho} = 0,2 \times \frac{46}{0,789} = 11,7mL$$

- باستعمال مخبار مدرج أو سحاحة أو ماصة نقيس الحجم اللازم من الكحول الايثيلي لتحضير المحلول.

- ندخل الحجم المقاس في حوجلة عيارية سعتها $100ml$ ، ثم نضيف الماء المقطر حتى نصل إلى الخط العياري.



- في النهاية نسد الحوجلة و نلصق عليها بطاقة تحمل اسم المذاب و تركيز المحلول.

3- تحضير محلول لحمض كلور الماء: نريد تحضير $250mL$ من محلول مخفف لحمض كلور الماء تركيزه $C_3 = 0,5mol / L$

ابتداء من محلول تجاري مركز لحمض كلور الماء تركيزه الكتلي المنوي $35,45\%$ و

$$d = 1,180g / cm^3$$

3- أ / التركيز الكتلي المئوي: هو كمية المذاب بالغرام في 100 غرام من المحلول.

3- ب / البرتوكول التجريبي: - إيجاد التركيز المولي لمحلول حمض كلور الماء المركز باستعمال الجدول التالي :

التركيز المولي	التركيز الكتلي المئوي	الكثافة d
02,13mol / L	07,50%	1,036g / cm ³
04,44mol / L	15,10%	1,074g / cm ³
07,03mol / L	23,00%	1,116g / cm ³
08,83mol / L	28,22%	1,142g / cm ³
09,15mol / L	29,20%	1,145g / cm ³
09,51mol / L	30,10%	1,150g / cm ³
09,86mol / L	31,10%	1,155g / cm ³
10,22mol / L	32,10%	1,160g / cm ³
10,58mol / L	33,20%	1,165g / cm ³
11,13mol / L	35,45%	1,180g / cm ³
12,11mol / L	37,30%	1,185g / cm ³
12,49mol / L	38,30%	1,190g / cm ³

- حساب حجم المحلول المركز اللازم لتحضير المحلول المخفف باستعمال قانون التخفيف

$$C_0 \times V_0 = C_3 \times V \Rightarrow V_0 = \frac{C_3 \times V}{C_0}$$
$$V_0 = \frac{0,5 \text{ mol / L} \times 0,25 \text{ L}}{11,13 \text{ mol / L}} = 0,0112 \text{ L} = 11,23 \text{ mL}$$

- باستعمال مخبر مدرج أو سحاحة نقيس الحجم اللازم من محلول حمض كلور الماء المركز اللازم لتحضير المحلول المخفف.

- ندخل الحجم المقاس في حوالة عيارية سعتها 250ml ، ثم نضيف الماء المقطر حتى نصل إلى الخط العياري.

- في النهاية نسد الحوالة العيارية و نلصق عليها بطاقة تحمل اسم المحلول و تركيزه المولي.